



Sistema de malla de incisión única con fijación al sacroespinoso

Es un sistema ajustable para corregir el prolapso vaginal femenino, de única incisión y sin agujas. Se compone de una malla de 100% polipropileno macroporo con 4 puntos de fijación y un aplicador de arpones con sistema de polea para la fijación posterior en el ligamento sacro-espinoso.

Sistema para Prolapso Vaginal Mínimamente Invasivo

Esta malla ha sido diseñada para solucionar el prolapso leve y moderado de un modo mínimamente invasivo.

La malla MIPS (Minimally Invasive Prolapse System) se coloca mediante una única incisión transvaginal. Se fija con arpones al ligamento sacroespinoso para evitar el acortamiento de la longitud vaginal tras la operación. En su parte anterior la malla se fija al músculo obturador interno de cada lado, gracias a sus dos brazos ajustables con sistema de bolsillo, que se pueden colocar sin necesidad de usar arpones ni perforar la piel.

Al igual que todos los productos de Neomedic, ésta es una malla diseñada para facilitar su implantación. Es completamente ajustable, para evitar arrugas y dejarla libre de tensión.