



Sistema de fijación al sacroespinoso mínimamente invasivo

Es un sistema de fijación con arpones para fijar tejido o mallas (sintéticas o biológicas) a los ligamentos.

El hilo se desliza libremente por el arpón, por lo que puede usarse como un sistema de polea.

El arpón debe colocarse a 2,5 cm de la espina isquial para evitar un haz vascular.

El sistema de referencia para fijación transvaginal en el ligamento sacroespinoso.

El **Anchorsure System**, gracias a su forma estrecha y recta, permite la fijación al ligamento sacroespinoso, de un modo sencillo, con mínima invasión.

Este dispositivo permite colocar un pequeño arpón en el ligamento, asegurando una correcta fijación y las mínimas molestias físicas para la paciente. Puede utilizarse en intervenciones de prolapso de cúpula vaginal tras una histerectomía (Técnica Amreich - Richter)

Otros métodos de fijación suelen necesitar anudar hilos de sutura atrapando el ligamento para fijarse, y esto puede comprometer las estructuras neurovasculares colindantes.