



tensi+

un dispositivo innovador e intuitivo

Tensi+ es un tratamiento no farmacológico, sin efectos secundarios y no invasivo, que permite el tratamiento de la vejiga hiperactiva de origen idiopático o neurológico.

¿Cómo funciona tensi+?

Este tratamiento fue desarrollado en conjunto con urólogos y especialistas en vejiga hiperactiva, y también fue diseñado en conjunto con los pacientes.

El dispositivo médico Tensi+ utiliza la técnica de neuroestimulación eléctrica transcutánea (TENS) estimulando el nervio tibial posterior. Los resultados de la técnica TENS se demuestran clínicamente después de 3 meses de tratamiento, pero los primeros efectos a veces se ven después de 6 semanas. Su médico podrá aconsejarle si el uso de Tensi+ es adecuado para usted después de realizar las pruebas y exámenes necesarios.